

Anticuerpo Policlonado De Conejo Contra Villin1 Para Wb, Elisa - P09327

Número de artículo: CM0027871



Introducción

Anticuerpo policlonado de conejo de alta calidad contra Villin-1 humano, validado para WB y ELISA. Detecta Villin-1 endógeno en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para investigación de células epiteliales y citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Villin1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	VIL; D2S1471; Villin1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	7429
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-827 de la Villin1 humana (NP_009058.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09327
Peso Molecular de la Proteína	93kDa
Envío	Bolsa de hielo