

Anticuerpo Policlonal De Conejo Vimp Para Wb, Elisa - Q9Bqe4

Número de artículo: CM0014427



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo VIMP validado para WB y ELISA, reactivo con humano, ratón y rata. Se dirige a la selenoproteína S involucrada en la degradación asociada al RE. Ideal para la investigación del estrés del retículo endoplásmico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo VIMP
Observaciones/Alias	SELS; VIMP; ADO15; SBB18; SEPS1; AD-015
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55829
GeneID	55829
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de VIMP humano (NP_982298.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BQE4
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo