


Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Vinculina Para Wb, If/Icc Y Elisa - P18206

Número de artículo: CM0017750



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra vinculina (PAb), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta la vinculina humana, de ratón y de rata (~124 kDa). Adecuado para estudios de adhesión celular, citoesqueleto y mecanosensibilidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra vinculina
Observaciones/alias	MV; MVCL; CMD1W; CMH15; HEL114; Vinculina
Especie	Humana
ID del gen (humano)	7414
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 751-850 de la vinculina humana (NP_054706.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón, de rata
SWISS	P18206
Peso de la proteína	124 kDa
Envío	Bolsa de hielo