


Pab De Conejo Vip Para Wb, Ihc-P, Elisa - P01282

Número de artículo: CM0017706



Introducción

El pAb de conejo VIP es un anticuerpo policlonal validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con la VIP humana, de ratón y de rata. Ideal para investigación de señalización por neuropéptidos y desarrollo de ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo VIP
Observaciones/Alias	PHM27; VIP
Especie	Humano
GeneID (humano)	7432
GeneID	7432
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 31-170 de la VIP humana (NP_003372.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01282
Peso molecular de la proteína	19 kDa
Envío	Bolsa de hielo