


Anticuerpo Policlonal De Conejo Vip Para Wb, Elisa - P01282

Número de artículo: CM0022524



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo VIP validado para Western blot (WB) y ELISA, adecuado para muestras de humano, ratón y rata. Se dirige al neuropéptido VIP implicado en la vasodilatación, la neuroprotección y la modulación inmunitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	VIP pAb Conejo
Observaciones/Alias	PHM27; VIP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7432
GeneID	7432
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-169 del VIP humano (NP_919416.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01282
Peso Proteico	19kDa
Envío	Bolsa de hielo