


Vista Conejo Pab - Q9H7M9

Número de artículo: CM0015627



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra VISTA humano (B7H5, GI24) para aplicaciones de WB y ELISA. Adecuado para investigación de activación de células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	VISTA Conejo pAb
Observaciones/Alias	B7H5; GI24; B7-H5; Dies1; PD-1H; SISP1; VISTA; PP2135; C10orf54; DD1alpha
Especies	Humano
ID del Gen	64115
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 33-194 de VISTA humano (NP_071436.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9H7M9
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo