

Acm De Conejo Contra La Vitamina D (25-Oh-Vd) - 25-Oh-Vd

Número de artículo: CM0008578

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la 25-hidroxivitamina D (25-OH-VD). Reactividad independiente de la especie, adecuado para aplicaciones de DB y ELISA. Para el desarrollo de kits de diagnóstico y la investigación de la vitamina D.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AcM de conejo contra la vitamina D (25-OH-VD)
Inmunógeno	Compuestos químicos correspondientes a la vitamina D (25-OH-VD)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	DB, ELISA
Reactividad cruzada	Independiente de la especie
Envío	Bolsa de hielo