


Vldlr Rabbit Pab Para Wb, Elisa - P98155

Número de artículo: CM0030111



Introducción

VLDLR Rabbit pAb, específico para el receptor de lipoproteínas de muy baja densidad humano y de ratón, adecuado para WB y ELISA. Reactivo clave para la investigación del metabolismo de los lípidos, la señalización de Reelin y la migración neuronal. Obtenido de la plataforma de materias primas para IVD integral de CamelBio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	VLDLR Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CAMRQ1; CARMQ1; CHRMQ1; VLDL-R; VLDLRCH; VLDLR
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7436
GeneID	7436
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia que contiene los aminoácidos 833-869 del VLDLR humano (NP_003374.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P98155
Peso proteico	96kDa
Envío	Bolsa de hielo