


Anticuerpo Policlonal De Conejo Vps37A Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nez2

Número de artículo: CM0015311



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra VPS37A, una subunidad del complejo ESCRT-I. Validado para WB, IF/ICC y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. El inmunógeno corresponde a los aminoácidos 224-397 de la VPS37A humana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	VPS37A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HCRP1; PQBP2; SPG53; VPS37A
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	137492
ID del gen	137492
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 224-397 de la VPS37A humana (NP_689628.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8NEZ2
Peso de la proteína	44kDa
Envío	Bolsa de hielo