

Anticuerpo Policlonal De Conejo Vsnl1/Vilip-1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P62760

Número de artículo: CM0028214

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo VSNL1/VILIP-1 de alta calidad validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación en neurociencia y biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	VSNL1/VILIP-1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HLP3; VILIP; HPCAL3; HUVISL1; VILIP-1; VSNL1/VILIP-1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7447
GeneID	7447
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 2-191 de VSNL1/VILIP-1 humano (NP_003376.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62760
Peso molecular	22kDa
Envío	Bolsa de hielo