

Anticuerpo Policlonal De Conejo Wasf3 Para Wb Y Elisa - Q9Upy6

Número de artículo: CM0021186

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra WASF3 humano (WAVE3). Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para estudiar la dinámica del citoesqueleto de actina y la morfología celular. - Q9UPY6

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	WASF3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	SCAR3; WAVE3; Brush-1; WASF3
Especie	Humano
ID del Gen	10810
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de WASF3 humano (NP_001278894.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UPY6
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo