


Anticuerpo Monoclonal De Ratón Wdr77 Para Wb Y Elisa - Q9Bqa1

Número de artículo: CM0004401



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón contra WDR77 humano (p44/Mep50), validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Adecuado para investigar la función del metiloma, el ensamblaje de proteínas Sm spliceosomales y la metilación de la proteína Piwi.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	WDR77 mAb de ratón
Observaciones/Alias	p44; MEP50; MEP-50; HKMT1069; Nbla10071; p44/Mep50; WDR77
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	79084
ID del gen	79084
Inmunógeno	Proteína recombinante de WDR77 humano
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9BQA1
Peso de la proteína	37kDa
Envío	Bolsa de hielo