

Anticuerpo Policlonal De Conejo Wisp3 Para Wb, Elisa - O95389

Número de artículo: CM0017206

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra WISP3 (CCN6) humano, validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de respiración mitocondrial y crecimiento esquelético.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	WISP3 Rabbit pAb
Observaciones/Alíase	PPD; LIBC; PPAC; PPRD; WISP3; WISP-3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8838
GeneID	8838
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 42-260 de WISP3 humano (NP_937882.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95389
Peso proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo