

Mab De Conejo Contra Wnk3 - Q9Byp7

Número de artículo: CM0006493



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra WNK3 humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta WNK3 humano, de ratón y de rata (~198 kDa). Ideal para la investigación de la señalización de quinasas y la homeostasis electrolítica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra WNK3
Observaciones/Alias	PRKWINK3; WNK3
Especie	Humano
ID del gen	65267
Inmunógeno	Péptido sintético; un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1700-1800 de WNK3 humano. (NP_065973.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9BYP7
Peso de la proteína	198 kDa
Envío	Bolsa de hielo