

Wnt3A Conejo Pab Para Wb, Elisa - P56704

Número de artículo: CM0015993



Introducción

WNT3A Conejo pAb es un anticuerpo policlonal validado para WB y ELISA, dirigido a Wnt-3a humana y de ratón. Ideal para investigación de señalización Wnt canónica, biología del desarrollo y autorrenovación de células madre.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	WNT3A Conejo pAb
Observaciones/Alias	WNT3A
Especies	Humano
GeneID	89780
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de WNT3A humana (NP_149122.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P56704
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo