


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Xbp1 Para Wb, Ip Y Elisa - P17861

Número de artículo: CM0012563



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra XBP1 adecuado para Western blot, inmunoprecipitación y ELISA. Detecta XBP1 humano y de ratón. Útil para estudiar el estrés del RE y la respuesta a proteínas mal plegadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra XBP1
Observaciones/Alias	XBP2; TREB5; XBP-1; TREB-5; XBP1s
Especie	Humana
GeneID (humano)	7494
GeneID	7494
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón
SWISS	P17861
Peso de la proteína	29 kDa
Envío	Bolsa de hielo