


Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Xbp1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P17861

Número de artículo: CM0023633



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra XBP1 humana (SWISS: P17861). Validado para WB, IF/ICC y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación de estrés del retículo endoplásmico, respuesta a proteínas desplegadas (UPR) y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	XBP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	XBP2; TREB5; XBP-1; TREB-5; XBP1
Especie	Humana
GeneID (Humana)	7494
GeneID	7494
Inmunógeno	Proteína recombinante Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 277-376 de XBP1 humana (NP_005071.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	P17861
Peso molecular de la proteína	29kDa
Envío	Bolsa de hielo