

Xpo7 Pab De Conejo Para Wb Y Elisa - Q9Uia9

Número de artículo: CM0021979

Introducción

XPO7 pAb de conejo es un anticuerpo policlonal contra la exportina-7 humana (RANBP16), validado para WB y ELISA. Reacciona con humanos, ratón y rata. Se usa para el estudio de mecanismos de transporte nuclear.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	XPO7 pAb de conejo
Observaciones/Alias	EXP7; RANBP16; XPO7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23039
GeneID	23039
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1000 y el extremo C de XPO7 humano (NP_055839.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UIA9
Peso de la proteína	124kDa
Envío	Bolsa de hielo