


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Xrcc4 Para Wb - Q13426

Número de artículo: CM0020672



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-XRCC4 validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta XRCC4 humano y de rata (38 kDa). Herramienta esencial para estudios de reparación de roturas de doble hebra de ADN y la vía NHEJ.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	XRCC4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SSMED, hXRCC4, XRCC4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7518
GeneID	7518
Inmunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-336 del XRCC4 humano (NP_001304941.1?))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q13426
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo