

Anticuerpo Policlonico Yeats2 De Conejo Para Wb, Elisa - Q9Ulm3

Número de artículo: CM0023051



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra YEATS2 validado para WB y ELISA. Reconoce YEATS2 de humano, ratón y rata, un lector de cromatina que se une a la crotonilación de H3K27. Herramienta esencial para investigación en epigenética y cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	YEATS2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FAME4; YEATS2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	55689
ID del Gen	55689
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 130-331 de la proteína YEATS2 humana (NP_060493.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9ULM3
Peso Molecular de la Proteína	151kDa
Envío	Bolsa de hielo