


Yes1 Rabbit Pab Para Wb, If/Icc, Elisa - P07947

Número de artículo: CM0014380



Introducción

Anticuerpo policlonal (pAb) de conejo contra YES1 validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reconoce la tirosina-proteína quinasa Yes (c-yes) humana y de ratón, un regulador del crecimiento, la adhesión y la migración celular. Ideal para la investigación del cáncer y estudios de transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	YES1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Yes; c-yes; HsT441; P61-YES; YES1
Especie	Humano
GeneID (humano)	7525
GeneID	7525
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de YES1 humana (NP_005424.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P07947
Peso de la proteína	61kDa
Envío	Bolsa de hielo