

YKL-40/CHI3L1 Pab De Conejo - P36222

Número de artículo: CM0019026



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-YKL-40/CHI3L1 validado para aplicaciones WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Detecta CHI3L1 de humano, ratón y rata, una glicoproteína secretada de 43 kDa implicada en la inflamación y la remodelación tisular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	YKL-40/CHI3L1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	GP39; ASRT7; GP-39; YK-40; YKL40; CGP-39; YKL-40; YYL-40; HC-gp39; HCGP-3P; hCGP-39; YKL-40/CHI3L1
Especie	Humano
GeneID (humano)	1116
GeneID	1116
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-220 de la YKL-40/CHI3L1 humana (NP_001267.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P36222
Peso de la proteína	43 kDa
Envío	Bolsa de hielo