

Anticuerpo Policlonal De Conejo Ykt6 Para Wb Y Elisa - O15498

Número de artículo: CM0020506



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la YKT6 humana, validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigar el tráfico de vesículas mediado por SNARE y la organización del aparato de Golgi.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	YKT6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	YKT6
Especie	Humano
GeneID	10652
Inmunógeno	Péptido sintético; Péptido sintético correspondiente a una secuencia de aminoácidos entre 100 y 198 de la YKT6 humana (NP_006546.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O15498
Peso de la proteína	22 kDa
Envío	Bolsa de hielo