


Anticuerpo Policlonal De Conejo Yod1 Para Wb Y Elisa - Q5Vvq6

Número de artículo: CM0014227



Introducción

pAb de conejo YOD1 validado para aplicaciones de WB y ELISA, que reconoce la ubiquitin tioesterasa YOD1 humana y de ratón OTU1. Participa en las vías de ERAD y autofagia. Apto para investigación en IVD. - Q5VVQ6

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb YOD1 de conejo
Observaciones/Alias	DUBA8; OTUD2; PRO0907; YOD1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55432
GeneID	55432
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-348 de la YOD1 humana (NP_061036.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q5VVQ6
Peso de la proteína	38kDa
Envío	Bolsa de hielo