


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Ythdc2 Para Wb, Elisa - Q9H6S0

Número de artículo: CM0016242



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra YTHDC2 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudiar la función de la helicasa de ARN m6A en la meiosis y la espermatogénesis.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | YTHDC2 pAb de Conejo                                                                                                                   |
| Observaciones/Alias | CAHL; hYTHDC2; YTHDC2                                                                                                                  |
| Especie             | Humano                                                                                                                                 |
| GeneID (humano)     | 64848                                                                                                                                  |
| GeneID              | 64848                                                                                                                                  |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1131-1430 del YTHDC2 humano (NP_073739.3) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                 |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                               |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                              |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                    |
| SWISS               | Q9H6S0                                                                                                                                 |
| Peso Proteico       | 160kDa                                                                                                                                 |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                         |