

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Ythdf2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y5A9

Número de artículo: CM0020132



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra YTHDF2 humano, un lector de ARN m6A que regula la estabilidad del ARNm. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación en epitranscriptómica y biología del ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	YTHDF2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	DF2, CAHL, HGRG8, NY-REN-2, YTHDF2
Especie	Humano
ID del gen (humano)	51441
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 143-243 de YTHDF2 humano (NP_001166599.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9Y5A9
Peso de la proteína	62 kDa
Envío	Bolsa de hielo