

Ywhaz/14-3-3 Zeta/Delta Conejo Pab Para Wb, Elisa - P63104

Número de artículo: CM0018139



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra YWHAZ/14-3-3 zeta/delta humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudiar vías de señalización, fosforilación e interacciones proteicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	YWHAZ Conejo pAb
Observaciones/Alias	HEL4; YWHAD; KCIP-1; HEL-S-3; POPCHAS; HEL-S-93; 14-3-3-zeta; YWHAZ
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7534
GeneID	7534
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P63104
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo