

Zak Pab De Conejo - Zak

Número de artículo: CM0024915

Introducción

ZAK pAb de conejo es un anticuerpo policlonal generado en conejo contra la proteína ZAK recombinante humana. Detecta ZAK en muestras humanas, de ratón y de rata mediante WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA, y apoya la investigación sobre la señalización de MAP3K y la respuesta al estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ZAK pAb de conejo
Observaciones/Alias	pk; AZK; MLT; MRK; ZAK; CNM6; MLK7; MLTK; SFMMP; mklak; MLTKbeta; MLTKalpha
Especie	Humana
ID del gen (humano)	51776
ID del gen	51776
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-330 de la proteína ZAK humana (NP_598407.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
Peso molecular de la proteína	35kDa/51kDa/91kDa
Envío	Bolsa de hielo