

Zak Rabbit Pab - Zak

Número de artículo: CM0016193

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-ZAK humano validado para Western blot (WB), inmunofluorescencia (IF/ICC) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ZAK de ratón y rata. Útil para investigar la función de la quinasa ZAK en enfermedades.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	ZAK Rabbit pAb
Observaciones/Alias	pk, AZK, MLT, MRK, ZAK, CNM6, MLK7, MLTK, SFMMP, mlklak, MLTKbeta, MLTKalpha
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	51776
ID de gen	51776
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-312 del ZAK humano (NP_598407.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
Peso proteico	35kDa/51kDa/91kDa
Envío	Bolsa de hielo