


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Zeb1 Para Wb, Elisa - P37275

Número de artículo: CM0007320



Introducción

El anticuerpo monoclonal de conejo anti-ZEB1 (P37275) es una herramienta de alta calidad para WB y ELISA, con reactividad en muestras humanas y de rata. Es esencial para el estudio de la EMT, la represión transcripcional y la investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ZEB1
Observaciones/Alias	BZP; TCF8; AREB6; FECD6; NIL2A; PPCD3; ZFHEP; ZFH1A; DELTAEF1; ZEB1
Especie	Humana
ID del gen (humano)	6935
ID del gen	6935
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 800-900 de ZEB1 humano (NP_110378.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, rata
SWISS	P37275
Peso molecular de la proteína	124 kDa
Envío	Bolsa de hielo