

Zfp64 Conejo Pab - Q9Npa5,Q9Ntw7

Número de artículo: CM0014596

Introducción

Anticuerpo policlonal contra ZFP64 humana (ZNF338) para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Adecuado para el estudio de la proteína de dedo de zinc 64 en varios tipos de muestras. Producido en conejo usando inmunógeno recombinante.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ZFP64 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ZNF338; ZFP64
Especie	Humano
ID de Gen	55734
Inmunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-170 de la ZFP64 humana (NP_060667.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NPA5,Q9NTW7
Peso Proteico	46kDa/48kDa/68kDa/72kDa/74kDa
Envío	Bolsa de hielo