

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Zip8 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9C0K1

Número de artículo: CM0016653

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ZIP8 (SLC39A8) humano para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta ZIP8 humano y de ratón, un transportador de cationes metálicos esencial para la homeostasis de zinc y manganeso, la inmunidad y el desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ZIP8 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ZIP8; CDG2N; PP3105; BIGM103; LZT-Hs6
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	64116
ID de gen	64116
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 180-300 de ZIP8 humano (NP_071437.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9C0K1
Peso molecular de la proteína	50kDa
Envío	Bolsa de hielo