

Anticuerpo Policlonal De Conejo Znf131 Para Wb, If/Icc, Elisa - P52739

Número de artículo: CM0015899

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo ZNF131 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. ZNF131 es un represor transcripcional de dedo de zinc implicado en la función y el desarrollo cerebral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ZNF131 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ZBTB35; pHZ-10; ZNF131
Especie	Humano
GenelD (Humano)	7690
GenelD	7690
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 80-240 del ZNF131 humano (NP_003423.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P52739
Peso Proteico	71kDa
Envío	Bolsa de hielo