

Znf148 Rabbit Pab - Q9Uqr1

Número de artículo: CM0026212

Introducción

ZNF148 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal producido contra la proteína recombinante ZNF148. Es adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA, con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ZNF148 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BERF-1; BFCOL1; GDACCF; ZBP-89; ZFP148; pHZ-52; HT-BETA; ZNF148
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7707
GeneID	7707
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 690-794 de ZNF148 humana (NP_068799.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UQR1
Peso proteico	89kDa
Envío	Bolsa de hielo