

Anticuerpo Monoclonal Rabbit Polymab® Znf24 Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P17028

Número de artículo: CM0009200



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra ZNF24 humano (KOX17, ZNF191, ZSCAN3, RSG-A) para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón, rata. ~42kDa. Ideal para estudios de factores de transcripción y mielinización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ZNF24 Rabbit PolymAb®
Observaciones/Alias	KOX17; RSG-A; ZNF191; ZSCAN3; Zfp191; ZNF24
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	7572
ID del Gen	7572
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 160-242 de ZNF24 humano (NP_110378.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17028
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo