

Znf384 Pab De Conejo Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Tf68

Número de artículo: CM0023879

Introducción

CamelBio ofrece el anticuerpo policlonal de conejo contra ZNF384 de grado IVD validado para WB, IHC-P y ELISA en humano, ratón y rata. Factor de transcripción localizado en el núcleo, 63kDa, UniProt Q8TF68.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ZNF384 pAb de conejo
Observaciones/Alias	NP; CIZ; NMP4; CAGH1; ERDA2; TNRC1; CAGH1A; ZNF384
Especie	Humano
GenelD (Humano)	171017
GenelD	171017
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8TF68
Peso de la proteína	63kDa
Envío	Bolsa de hielo