

Znf444 Pab De Conejo - Q8N0Y2

Número de artículo: CM0023988

Introducción

ZNF444 pAb de conejo detecta ZNF444 (EZF2) en muestras humanas, de ratón y rata mediante WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Es un regulador transcripcional que se une al promotor de SCARF1, con un peso molecular observado de 35 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra ZNF444
Observaciones/Alias	EZF2; EZF-2; ZSCAN17; ZNF444
Especie	Humana
ID del gen	55311
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N0Y2
Peso molecular de la proteína	35kDa
Envío	Bolsa de hielo