

Znf502 Rabbit Pab - Q8Tbz5

Número de artículo: CM0014996

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo ZNF502 para Western blot (WB) y ELISA. ZNF502 es una proteína de dedo de zinc potencialmente involucrada en la regulación transcripcional. Apto para muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ZNF502 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ZNF502
Especie	Humano
GeneID (Humano)	91392
GeneID	91392
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-150 del ZNF502 humano (NP_149987.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8TBZ5
Peso proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo