

Znf544 Pab De Conejo - Q6Nx49

Número de artículo: CM0029223

Introducción

ZNF544 pAb de conejo para WB y ELISA, detecta ZNF544 humano y de ratón. Este anticuerpo policlonal de 82 kDa se dirige a la región N-terminal, adecuado para investigación en regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ZNF544 pAb de conejo
Observaciones/Alias	ZNF544
Especie	Humano
GenelD (Humano)	27300
GenelD	27300
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q6NX49
Peso de la proteína	82 kDa
Envío	Bolsa de hielo