

Znf701 Conejo Pab Para Wb, Elisa - Q9Nv72

Número de artículo: CM0019138

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo ZNF701 para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA. Detecta ZNF701 humano, una proteína de dedo de zinc involucrada en la regulación transcripcional. Validado en muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ZNF701 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ZNF701
Especie	Humano
GenelD (Humano)	55762
GenelD	55762
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de ZNF701 humano
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9NV72
Peso Proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo