


Pab De Conejo Zo-1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q07157

Número de artículo: CM0016711



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ZO-1 humano (TJP1). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Adecuado para investigación de uniones estrechas y barrera epitelial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo ZO-1
Observaciones/Alias	ZO-1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7082
GeneID	7082
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-273 de TJP1 humano (NP_003248.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q07157
Peso de la proteína	195kDa
Envío	Bolsa de hielo