

Anticuerpo Policlonal De Conejo Zpr1 Para Wb Y Elisa - 075312

Número de artículo: CM0014849

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo ZPR1 validado para WB y ELISA. Detecta ZPR1 humano, una proteína de dedo de zinc implicada en la progresión del ciclo celular y la localización de SMN1. Ideal para investigaciones en neurociencia y señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ZPR1 Rabbit pAb
Observaciones/Alíase	GKAF; ZNF259; ZPR1
Especie	Humano
ID de Gen	8882
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 110-459 del ZPR1 humano (NP_003895.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	075312
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo