

Zscan4C Conejo Pab - 245109

Número de artículo: CM0014281

Introducción

ZSCAN4C Conejo pAb es un anticuerpo policlonal dirigido contra ZSCAN4 de ratón, con reactividad en ratón. Ideal para WB y ELISA, detecta una banda de 57kDa. Una herramienta clave para la investigación en biología del desarrollo y de células madre, que apoya estudios sobre pluripotencia y embriogénesis temprana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ZSCAN4C Conejo pAb
Observaciones/Alias	Gm397, Zscan4d, XM_142517, ZSCAN4C
Especie	Ratón
ID del Gen (Humano)	201516
ID del Gen (Ratón)	245109
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 400-506 de ZSCAN4 de ratón (NP_001013787.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo